

## Postup při odběru vzorků stolice s použitím zachytného papíru :

Pro zjednodušení a hygieničtější postup při odběru vzorku stolice je součástí dodávky potřebné množství zachytných papírových „sedel“, které se umístí pomocí samolepek na mísu toalety a zachytí stolici. Ze stolice se následně odebere na 3 místech malé množství vzorku, které se přenesou a uzavřou do připraveného roztoku ve sběrné nádobce. Tento roztok se následně použije k testování .

### Obrázky ukazují, jak upevnit a použít zachytný papír v klozetové míse:



Rozložte papírové „sedlo“ a odlepte krycí fólii ze samolepek, umístěných na obou koncích.



Zvedněte prkénko a zajistěte papírové „sedlo“ samolepkami na okraj mísy.



Vyměšování stolice proveďte na tento odběrový papír.



Odběr vzorku ze 3 míst porce stolice proveďte podle návodu tyčinkou, která je upevněna ve víčku nádoby na vzorek. Potom vložte zpět a nádobku pevně uzavřete.

Potom uvolněte samolepky a papír spláchněte .

Obr.2 ukazuje odběr vzorku  
Obr.3 ukazuje správné množství vzorku

na tyčince  
Obr. 4 ukazuje odeslání vzorku ve  
zkumavce do laboratoře

